



ピュアムーブPB 取扱説明書

お早めに商品の動作確認をお願いいたします

お問い合わせ先は取扱説明書P08をご確認ください。なお、不良品対応につきましては、ご購入から1ヶ月以内となります。販売元へお電話にてお申し出ください。

充電の前に必ずP06をご確認ください

安全上の注意(必ずお守りください)

この度は「ピュアムーブPB」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、LEDライト・振動・EMS・温感機能を組み合わせた、顔のケアをする家庭用美顔器です。

| 1 | 下記のような人は使用しないでください。事故や肌・身体トラブルの原因となります。

- 妊娠中の方や出産直後の人
- 骨折・整形などで顔面にプラスチック・メタルなどの埋め込み手術を受けた人
- 次のような医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み式医用電気機器
 - ・アレルギー体質、敏感肌の人
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
 - ・肌に傷や湿疹など異常がある人
 - ・心電計などの装着型医用電気機器
 - ・医師からマッサージを禁じられている人

| 2 | 使用後、ティッシュや乾いた布で本体ヘッドを拭いてください。水洗いはできません。

| 3 | 浴室や湿度の高い場所には置かないでください。感電やショートによる火災の原因となります。

| 4 | アルコール、ガソリン、除光液などで本体を拭かないでください。故障や部品のひび割れ、変色などの原因となります。

| 5 | 各モードは1日1回までを目安に使用してください。

本品を首にご使用になる際は、強く押し当てたり、長時間使用することは避けてください。

また、椅子に座ってご使用になり、万が一具合が悪くなった場合はご使用を中止して安静にしてください。

各部の名称



付属品

- ヘッドカバー
- USB充電コード (type-c)
- 取扱説明書

※ご使用するUSB充電ソケットについて故障を防ぐため、必ずP06をご覧ください。

ご使用方法

- 1 | 洗顔後、美容液ジェルなどをたっぷり顔に塗り肌を整えます。
- 2 | 電源/モード切替ボタンを約1秒間長押しして、本体の電源を入れます。
- 3 | 電源/モード切替ボタンを数回押して、お好みのモードを選択します。
※各モードはP07をご参照ください。
- 4 | 本体のヘッドを肌に当て、下から上へ優しくケアします。



① あご

ほおへ向かって
動かします。



② ほお

目じりへ向かって
動かします。



③ 額の下

上へ向かって
動かします。

ご使用方法

| 5 | 使用後は、電源/モード切替ボタンを約1秒間長押しして、本体の電源を切ります。

- 使用から約4分経過すると、音声が流れてライトが点滅します。約5分経過すると、自動的に電源が切れます。
- 使用後はティッシュや乾いた布で本体ヘッドを拭いてください。水洗いはできません。

注意

1. 本製品は、充電しながらご使用いただけません。
2. 振動するには、ヘッドを肌に当てる必要があります。
3. 本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
4. 強い衝撃を与えたり、高温下での保管は避けてください。
5. 本製品を保管時に発熱、変形、膨張など異変に気付いた際は使用しないでください。



Li-ion

充電（必ずご確認ください）

充電方法

1. 充電コードをUSB充電ソケットに差し込んで充電を行ってください。
2. 充電中は充電ライトが点滅します。
3. 充電が満タンになると充電ライトが点灯に変わります。

注意

1. 本製品にUSB充電ソケット(コンセントに差すプラグ付きのACアダプター)は同梱しておりません。お手持ちのものをご使用ください。
2. 使用するUSB充電ソケット(ACアダプター)の出力が5V2A以下であることを必ずご確認ください。
上、充電してください。出力が高いと故障の原因になります。
○：5V2A以下のACアダプター
×：急速充電対応のACアダプター、5V3Aや12Vなど出力オーバーのACアダプター

モード

●電源/モード切替ボタンを押すと、LEDの色/モードが切り替わります。

●CLEANモード 振動機能でお肌を整えます

振動レベル1

+

LED

●EMSモード EMSの電気刺激が流れます

振動レベル2

+

EMS

+

LED

●HOTモード お肌を温めます

振動レベル3

+

温熱

+

LED

※モード固定につき、上記以外の機能の組み合わせ設定はできません。

※本製品には7色のLEDライトを搭載しており、電源/モード切替ボタンを押すたびにLEDの色が変わります。LEDライトは色の種類によって波長が変わります。

定格・仕様

品 名	ピュアムーブPB
定 格 電 源	5V 1A
消 費 電 力	約3W
バッテリー型番	602535
バッテリー容量	3.7V/400mAh
充 電 時 間	約2時間
製 品 サ イ ズ	約90×47×120mm
輸 入 販 売 元	株式会社 日創プラス 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8・9F
販 売 元	新日本製薬 株式会社 福岡県福岡市中央区大手門1-4-7 お客様窓口：0120-923-444 販売名：ピュアムーブPB

※商品のお問い合わせは上記販売元へお問い合わせください。